

## 穴位空白贴\_B 型 (加垫圈型)



### 产品名称

穴位空白贴 (穴位空贴)

### 适用范围

用于将敷料粘贴固定于创面或将其他医疗器械固定到人体的特定部位。

### 产品性能、主要结构组成或者成分

为背材上涂有具有自粘特性的胶粘剂的胶带。部分胶带涂胶面有保护层。非无菌提供，一次性使用。不与创面直接接触。粘贴部位为完好皮肤。

### 材质特性

- 无纺布：微孔透气、屏障细菌和穿透、美观舒适
- 防渗漏：防止药膏体反向渗透和侧漏

### 产品特点

低敏、抗汗、医用、持粘、舒适

### 禁忌症、注意事项、警示以及提示的内容

※皮肤破损者、有皮肤病症状者、对胶布过敏者严格禁止使用；※使用前请先将对应部位的皮肤进行常规清洁，使皮肤的表面保持清洁、干爽状态；※儿童需在家长的指导、监督下使用；

### 品牌

印康、INCOM 印康

### 型号规格

型号：A 型 (通用型)、B 型 (加垫圈型) 规格：圆形直径 5cm、圆形直径 6cm、5×3cm、5×5cm、6×6cm、7×6cm、7×7cm、8×7cm、8×8cm、10×8cm、10×10cm、11×10cm、12×9cm、12×10cm、14×13cm、16×16cm

### 产品维护和保养方法，特殊储存、运输条件、方法

密闭后放置于常温、清凉、干燥、通风、清洁的地方，避免阳光直接照射；利用交通工具在常温下运输，防止雨淋、日晒、挤压。

### 文档信息

•文档名称：《印康穴位空白贴\_产品简介》 •版本：1.00

规格表					
16×16cm 内圈9cm	14×13cm 内圈8cm	12×10cm 内圈5.4cm	11×10cm 内圈5.4cm	12×9cm 内圈5.4cm	10×10cm 内圈5.4cm
10×8cm 内圈4cm	8×7cm 内圈2.5cm	7×7cm 内圈2cm	7×6cm 内圈2cm	6×6cm 内圈2cm	5×5cm 内圈1.5cm